


Brustgeschirr  
Dog Copenhagen  
Comfort Walk PRO™ V3

# Maßtabelle



1. Den Halsumfang eng anliegend messen, dort wo normalerweise das Halsband sitzt.
2. An der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen wird der Brustumfang gemessen.

Größe	1 Brustumfang	2 Halsumfang
<b>XS</b>	<b>34-46cm (13-18in)</b>	<b>24-34cm (9-13in)</b>
<b>S</b>	<b>44-56cm (17-22in)</b>	<b>28-40cm (11-16in)</b>
<b>M</b>	<b>54-68cm (21-27in)</b>	<b>36-50cm (14-20in)</b>
<b>L</b>	<b>66-82cm (26-32in)</b>	<b>44-58cm (17-23in)</b>
<b>XL</b>	<b>80-115cm (31-45in)</b>	<b>52-68cm (20-27in)</b>